



Název veřejné zakázky: **Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **1916/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

může zadavatel upřesnit zadání u veřejné zakázky „Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“?

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dotaz č. 1:

Plné použití s resuscitačními lůžky Multicare a Eleganza 3XC

Matrace musí správně přiléhat na lůžko

Matrace přiléhá vždy správně na lůžko při správném rozměru?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel má za to, že matrace ne vždy přiléhá správně na lůžko, i když má matrace rozměr shodný s ložnou plochou. **Zadavatel v bodech specifikace definoval „Plné použití s resuscitačními lůžky Multicare LE, nikoliv Multicare a Eleganza 3XC“.** Plné použití s resuscitačními lůžky Multicare LE je definováno těmito požadavky:

- Matrace musí správně přiléhat na lůžko - přiléhání matrace na lůžko znamená to, že matrace bude mít nejen shodný rozměr s ložnou plochou lůžka, ale také bude mít shodný tvar s ložnou plochou, aby nebyla ovlivněna jakákoliv funkčnost lůžka
- Nesmí být negativně ovlivněna integrovaná váha lůžka – lůžko musí vážit stejně s každou dodanou matrací, kterou lze s lůžkem Multicare LE použít. Vážení pacienta nesmí být ovlivněno už z důvodu, že na základě váhy pacienta dochází k podávání léčiv a při nesprávné funkci váhy v závislosti na použití nekompatibilní matraci může dojít k poškození pacienta podáním nesprávného množství léčiv a také může být diagnostikován jiný vývoj zdravotního stavu pacienta a pacient nemusí být léčen tak, jak by měl být.
- Nesmí být ovlivněna poloha pacienta, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu a aby matrace stále plnila svou funkci zamezit vzniku nových dekubitů a pomáhala léčit již vzniklé dekubity
- Matrace nesmí negativně ovlivňovat funkčnost postranic lůžka
- Nesmí být omezeno použití veškerého příslušenství k lůžku, jako je například infuzní stojan a hrazda, umístitelného do otvorů pro to určených

**Dotaz č. 2:**

Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka.

Jakým způsobem by mohla matrace negativně ovlivnit váhu lůžka?

Odpověď na dotaz č. 2:

Dotaz uchazeče týkající se vlivu matrace na integrovanou váhu lůžka souvisí s dotazem výše.

Matrace může negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka, pokud je matrace na lůžku nesprávně uložena, tj. rozměry matrace neodpovídají ložné ploše lůžka a tvarově není přizpůsobená ložné ploše.

Matrace tím pádem může nesprávně přiléhat na tlakové senzory, pomocí kterých se zvaží pacient. Změřená hmotnost pacienta poté nemusí odpovídat reálné hodnotě hmotnosti a může dojít ke špatnému podání léčiva a špatné léčbě s možnými následky na zdravotní stav pacienta.

Dotaz č. 3:

Pacient nesmí být vlivem špatného uložení matrace na lůžku v nesprávné poloze, která by vedla ke zhoršení zdravotního stavu a ke vzniku dekubitů.

Lůžko má přesně stanovené rozložení úchytnů matrace, tak aby k tomu nedošlo?

Jakým způsobem máme zajistit, že se to nestane?

Odpověď na dotaz č. 3:

Dotaz uchazeče týkající se vlivu špatného uložení matrace na lůžku na pacienta též souvisí s dotazy výše.

Špatný vliv na pacienta může matrace mít, pokud je na lůžku nesprávně uložena. Toto může být zapříčiněno rozměrem matrace, který neodpovídá ložné ploše lůžka a tvarově není přizpůsobená ložné ploše. Matrace tak může být na lůžku nerovnoměrně rozložena a v určitých místech se může nacházet větší díl matrace než v místech jiných. Může tedy případně docházet k tomu, že na určité části těla pacienta bude vyvíjen nesprávný tlak a matrace tak nebude plnit účel použití, tj. zamezení zhoršení již vzniklých dekubitů či zamezení vzniku nových dekubitů.

Dotaz č. 4:

Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování.

Uzná zadavatel nabídku matrací, které mají konstrukci jednoho kompaktního modulu, který eliminuje i zapadání pacienta mezi moduly? Kdy kompaktní moduly nabízí pouze jedna firma na českém trhu a ta výrobce lůžek Multicare a Eleganza 3XC.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel nabízené technické řešení bude akceptovat pouze v případě, že bude nabízená matrace schopna tlakově reagovat na polohování lůžka. Zadavatel trvá na požadavku, že aktivní antidekubitní systém musí umět zamezit případnému zapadnutí pacienta mezi cely při polohování. Zadavatel zároveň trvá na požadavku plného použití matrací s resuscitačními lůžky Multicare LE.

Dotaz č. 5:

Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta.

Uzná zadavatel nabídku matrací, které mají konstrukci s pevným korpusem, který nepotřebuje podélné cely ke stabilizaci pacienta? Kdy v této kombinaci parametrů podélní cely nabízí pouze jedna firma na českém trhu a ta výrobce lůžek Multicare a Eleganza 3XC.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel trvá na požadavku snadnějšího skladování matrací, z důvodu omezeného prostoru, kde lze matrace skladovat, a jednodušší manipulace s matracemi z důvodu obsazenosti oddělení převážně ženským personálem. Z těchto důvodů zadavatel nebude akceptovat řešení s pevným korpusem. Zadavatel má za to, že s matracemi s pevným korpusem bude obtížné manipulovat z důvodu větší hmotnosti, než je tomu u matrací bez pevného korpusu, a není možné je bez sbalení např. do tvaru válce uskladnit do omezených prostor, kterými oddělení disponuje.

Podélné cely zadavatel požaduje z důvodu stabilizace ležícího pacienta např. při transportu a také kvůli snadnějšímu a stabilnějšímu vstávání pacienta z lůžka. Podélné cely jsou po celou dobu používání matrace zcela nafouknuty, tudíž pacienta chrání např. před pádem z lůžka a podporují pacienta při vstávání z lůžka. V případě, že by personál chtěl matraci uskladnit, podélné cely lze vyfouknout stejně, jako zbytek matrace, a matraci tak lze jednoduše sbalit např. do tvaru válce. Tím personál ušetří místo pro skladování dalších matrací, popřípadě další zdravotnických prostředků a jiných zařízení.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému upřesnění přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 11-12-2019

02

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

